

Kit ART

DUFLEX®

Lançamento!

Kit de Instrumentos indicado para técnica de Tratamento Restaurador Atraumático (ART), desenvolvido e fabricado exclusivamente pela **SSWHITE DUFLEX**

Escavador ART 1/2/3

Escavador 1: - Indicado para criar retenção mecânica, principalmente para cavidades expulsivas.

Escavador 2 e 3: - Indicado para remoção de tecido cariado amolecido.

Opener ART

Indicado para abrir e aumentar as cavidades para penetração dos escavadores.

Alargador ART

Indicado para remover esmalte desapeado.

Esculpidor removedor ART

Indicado para levar o CIV até a cavidade e para esculpir a restauração.

Disponível também para Personalização nos cabos abaixo:



Cabo OCO INOX



Cabo Alumínio Anodizado

Para saber quais as cores disponíveis para personalização, acesse www.sswite.com.br/instrumentos.

Registro ANVISA: 80149710211

acesse www.sswite.com.br



SSWHITE
DUFLEX®